

ECHANTILLONS DE CONTROLE

Echantillons de contrôle beurre

- **Utilisation :** contrôle des **déterminations de la teneur en eau, matière sèche non grasse, matière grasse par calcul, acidité de la matière grasse et sel sur le beurre**
- **Nature des échantillons :**
 - 1 échantillon de beurre doux aux teneurs d'environ :
 - eau : 16 g/100 g
 - matière sèche non grasse (MSNG) : 2 g/100 g
 - acidité de la matière grasse (AMG) : 0,5 meq/100 g de MG
 - matière grasse (MG) : 82 g/100 g
 - 1 échantillon de beurre salé à la teneur d'environ :
 - sel (exprimé en NaCl) : 2 g/100 g
- **Conditionnement :** barquette de 250 g de beurre doux et barquette de 250 g de beurre salé
- **Envoi :** mensuel et à la demande, en emballage isotherme muni de glace, par transporteur express ⇒ arrivée au jour J+1 avant 12 h
- **Valeurs de référence :** déterminées à partir des résultats d'un groupe de laboratoires experts par :
 - la méthode par étuvage pour l'eau (ISO 3727-1|FIL 80-1),
 - la méthode ISO 3727-2|FIL 80-2 pour la matière sèche non grasse,
 - une méthode potentiométrique (ISO 15648|FIL 179 ou méthode automatisée) pour la teneur en sel,
 - la méthode ISO 1740|FIL 6 pour l'acidité de la matière grasse
 - la méthode ISO 3727-3|FIL 80-3 pour la matière grasse par calcul