ESSAIS D'APTITUDE RECHERCHE DES PROTEINES ASSOCIEES A LA GESTATION (PAG) DANS LE LAIT

• Méthodes concernées : teneur en protéines associées à la gestation (PAG) par méthodes

commerciales de détection

• Nombre d'échantillons : 12 échantillons de laits (incluant des échantillons négatifs et positifs à

différents niveaux)

• Conditionnement : en tube plastique de 2 ml

• Conservation : échantillons additionnés de Bronopol 0.02 %

• Envoi : en emballage isotherme muni de glace, par transporteur express \Im arrivée

au jour J+1 avant 12h

• Stockage au laboratoire : à 4 °C dès réception. Analyses à effectuer dans les 10 jours après la date

d'envoi