Les essais d'aptitude et critères signalés par ⁴ sont couverts par l'« accréditation n° 1-2473, comparaisons interlaboratoires, portée disponible sur www.cofrac.fr » et portée détaillée disponible sur www.cofrac.fr » et portée detaillée disponible sur

ESSAIS D'APTITUDE ACIDITE SUR LAIT

• Méthodes concernées: acidité sur lait par méthode colorimétrique ou par titration pH

• Nombre d'échantillons : 5 échantillons de lait de valeurs d'acidité variant de 1.2 à 2.0 g d'acide lactique /

litre de lait

• Conditionnement : flacons de polyéthylène de 60 ml avec bouchons à vis munis de joints d'étanchéité

• Conservation: échantillons additionnés de Bronopol incolore (0,02 % final)

• Envoi : en emballage isotherme muni de sachets eutectiques, par transporteur express \circ

arrivée au jour J+1 avant 12 h

• Stockage au laboratoire : à 4 (± 2) °C dès réception

• Validité des échantillons : analyses à effectuer dans les 7 jours après la date d'envoi