ESSAIS D'APTITUDE RECHERCHE DES PROTEINES ASSOCIEES A LA GESTATION (PAG) DANS LE LAIT

• Méthodes concernées : teneur en protéines associées à la gestation (PAG) par méthodes

commerciales de détection

• Nombre d'échantillons : 12 échantillons de laits (incluant des échantillons négatifs et positifs à différents

niveaux)

• Conditionnement : en tube plastique de 2 ml

• Conservation : échantillons additionnés de Bronopol 0.02 %

• Envoi : en emballage isotherme muni de sachets eutectiques, par transporteur express \supseteq

arrivée au jour J+1 avant 12h

• Stockage au laboratoire : à 4 (± 2) °C dès réception

• Validité des échantillons : analyses à effectuer dans les 10 jours après la date d'envoi