

## ESSAIS D'APTITUDE SUR BEURRE

- **Critères et méthodes concernés :** teneur en eau toutes méthodes, matière sèche non grasse (MSNG), matière grasse (MG) par calcul ou par extraction, acidité de la matière grasse toutes méthodes, et pH toutes méthodes
- **Nombre d'échantillons :** 5 échantillons de teneurs variables :
  - eau : 15 à 60 g/100 g
  - MSNG : 1,5 à 5 g/100 g
  - MG : 35 à 85 g/100 g
  - acidité de la MG : 0,5 à 1 meq/100 g
  - pH : 4,9 à 6,0 unités
- **Conditionnement :** en barquette de 250 g
- **Envoi :** en emballage isotherme muni de glace, par transporteur express ⇒ arrivée au jour J+1 avant 12 h
- **Stockage au laboratoire :** à 4 ( $\pm$  2) °C dès réception
- **Validité des échantillons :** analyses à effectuer dans les 7 jours après la date d'envoi