

## ESSAIS D'APTITUDE ACTIVITE PHOSPHATASIQUE SUR LAIT

- **Méthodes concernées :** activité phosphatase par méthode fluorimétrique ou colorimétrique ou méthode alternative
- **Nombre d'échantillons :** 5 échantillons de lait de valeurs d'activité phosphatase variant de 150 à 5000 mUI / ml
- **Conditionnement :** flacons de polyéthylène de 35 ml avec bouchons à vis munis de joints d'étanchéité
- **Conservation :** échantillons additionnés de Bronopol incolore (0,02 % final)
- **Envoi :** en carton à température ambiante, par transporteur express ➡ arrivée au jour J+1 avant 12 h
- **Stockage au laboratoire :** à 4 (± 2) °C dès réception
- **Validité des échantillons :** analyses à effectuer dans les 7 jours après la date d'envoi